

SiE GEN

www.siegen.cl



SiE GEN

**ASPIRADORA
FACIAL ELÉCTRICA
BLUE-RAY MULTIFUNCIONAL
SG 6170**



ÍNDICE

1. Introducción
2. Datos técnicos
3. Componentes del aparato
4. Instrucciones de seguridad importantes
5. Contraindicaciones
6. Preparación para su uso
7. Instrucciones de uso
8. Limpieza
9. Garantía y condiciones generales

1. INTRODUCCIÓN

El aspirador facial eléctrico tiene un innovador sistema de absorción regulable, fuerte y eficaz capaz de succionar puntos negros, grasitud, exfoliar eliminando la piel muerta y suciedad, logrando una limpieza facial profunda. La piel mejorará notablemente quedando más suave y tonificada.

Cuenta con 5 cabezales intercambiables y 3 niveles de intensidad de succión, que al combinarlos se adaptan a los distintos tipos de piel y zonas de tratamiento según la necesidad de cada usuario.

Para lograr eliminar la piel muerta y terminar con una piel exfoliada, el cabezal con partículas con micro-cristales cumple una función clave con propiedades de absorción.

Puedes además masajear la zona tratada con uno de los cabezales que cuenta con tecnología Blue-Ray, luz azul que genera ondas de 415 nm de profundidad, con efectos anti-inflamatorios, y así también prevenir el problema del acné.

2. DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 6170

Tensión: 220-240V~ 50/60 Hz

Potencia: 1,8 Watt

Uso: Recargable, con puerto USB

Batería: DC 3,7V 500mAH

Tiempo de carga completa: 3 horas

3. COMPONENTES DEL APARATO

1. Botón encendido/apagado y Selector de intensidad de succión

- 1 Intensidad de succión baja
- 2 Intensidad de succión media
- 3 Intensidad de succión alta

2. Cuerpo del aparato

3. Boquilla

4. Blue Ray

5. Contenedor de filtro de algodón

6. Tapa contenedor de filtro de algodón

7. Gomas O ring sujetadoras

8. Cabezales intercambiables

- A. Cabezal con micro-cristales
- B. Cabezal de succión fuerte
- C. Cabezal de succión precisa
- D. Cabezal ovalado
- E. Cabezal Blue Ray

9. Puerto de conexión para cable

* Incluye Adaptador con puerto USB



4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato.
- 3.- No guarde el aparato en baños o lugares húmedos.
- 4.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 5.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 6.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 7.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 8.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.

9.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

10.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

11.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

12.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

13.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0°C - 40°C.

14.- Evite golpear el aparato.

15.- Este aparato es sólo para uso doméstico.

16.- Use sólo el cable con puerto USB incluido para asegurarse que el voltaje sea el que el aparato requiere.

17.- No use el aparato mientras esté cargando.

NOTA: Este producto es de uso personal, no puede ser usado en más de una persona.

IMPORTANTE:

Este aparato NO resiste al agua, por lo que está estrictamente prohibido:

1. Succionar con el aparato agua u otro líquido
2. Sumergir el aparato en agua u otro líquido
3. Lavar el aparato bajo el chorro de agua (sólo los cabezales pueden ser lavados con agua previamente desmontados del aparato).
4. No usar en la ducha.

5. CONTRAINDICACIONES

Este aparato NO puede ser utilizado en:

- Niños menores de 14 años de edad.
- Niños entre los 14 a 18 años, pueden usarlo sólo con el consentimiento y ayuda de los padres.
- Personas con dermatitis.
- Personas con eczema, folículos inflamados, heridas abiertas, herpes, abrasiones, hematomas en zonas a tratar.
- Personas con piel atópica.
- Personas con infección por hongos u otros.
- Personas con acné severo (deberá consultar con su médico).
- Personas con enfermedades cutáneas como cáncer de piel entre otros.
- Mujeres en periodo de lactancia o embarazo.
- Personas con enfermedades cardíacas
- Personas con historial de foto sensibilidad o diabetes.
- Personas con numerosos lunares atípicos en la zona a tratar.
- Desorden de colágeno o propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Desorden vascular, presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si le han operado en la zona a tratar.

- Si padece de epilepsia, diabetes, lupus eritematoso o porfiria.
- Desorden sanguíneo.
- Si padece alguna enfermedad inmunodepresora, incluida el VIH.
- Sobre verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.
- En ojos, párpados, orejas ni cuello.
- No trate en el cuero cabelludo.

ADVERTENCIA: si no tiene seguridad de poder utilizar este aparato, le recomendamos que consulte con su médico.

6. PREPARACION PARA SU USO

Antes de comenzar a usar este aparato:

1. Asegúrese que el filtro de algodón esté puesto correctamente en el contenedor de filtro y que esté completamente seco, libre de agua u otro líquido.
2. Seque bien la zona de la piel en la que va a hacer el tratamiento de limpieza.

PRECAUCIÓN: Si queda agua u otro líquido en la zona a tratar, esta será succionada por la aspiradora eléctrica, lo que provocará un bloqueo en el aparato y no permitirá que este funcione correctamente.

3. Retire todos los accesorios que lleva puestos, como aros y collares, así como también los lentes de contacto para evitar cualquier daño que pueda causar el aparato.
4. Seque bien sus manos antes de comenzar a operar el aparato para prevenir que esta sea succionada y así evitar daños de funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Este aparato no puede usarse en ojos, párpados, orejas y cuello, ya que podrían dañar la piel.

5. Antes de usar, cargue el aparato completamente.

NOTA:

- Si es primera vez que usará el aparato, cargue por completo. El tiempo de carga completa es de 3 horas.
- Si no ha usado el aparato en bastante tiempo, cargue completamente para prolongar la vida útil de la batería.

7. INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN:

- Nunca succione en la misma posición y misma zona de la piel. Podría provocar un hematoma.
- En caso de hematomas, coloque compresas de hielo el primer día, luego compresas calientes el segundo día.
- Si el caso es más serio, discontinúe su uso y consulte a su médico.

Esta aspiradora eléctrica sirve para hacer una limpieza profunda ya que es multifuncional.

Cuenta con 3 niveles de intensidad de succión y 5 cabezales intercambiables, los que combinados cumplen distintas funciones satisfaciendo cada necesidad.

Seleccione el cabezal que usará según sea su necesidad y colóquelo en el aparato.

El cabezal quedará bien ajustado gracias a las dobles gomas O ring ubicados en la cabeza del aparato.

Luego haga su selección de nivel de intensidad de succión de acuerdo a su tipo de piel y zona a tratar.

Selección del cabezal según la función:

Cabezal con micro-cristales:

Este cabezal cuenta con partículas de micro-cristales en la superficie superior, el que posee propiedades de absorción y activación de la superficie. Es especial para masajear la piel logrando efectos de exfoliación eliminando la piel muerta.

PRECAUCIÓN: No usar alrededor de los ojos o zonas muy sensibles.

Cabezal de succión fuerte:

Este cabezal, con una boca más grande, se usa en el nivel de succión más fuerte. La potencia logra extraer puntos negros, grasitud, suciedad y residuos de maquillaje. Puede usarse en piel resistente o con arrugas.

PRECAUCIÓN: No usar alrededor de los ojos o zonas muy sensibles.

Cabezal de succión precisa:

Este cabezal es un poco más angosto que el cabezal de succión fuerte. El nivel de intensidad recomendado para este cabezal es de bajo a medio. Ideal para piel sensible y delgada. También puede usarse sobre piel normal.

Succiona grasitud, suciedad y residuos de maquillaje.

PRECAUCIÓN: No usar alrededor de los ojos o zonas muy sensibles.

Cabezal de succión ovalado:

Este cabezal fue diseñado para un cuidado detallado de la piel, especialmente para atenuar las líneas de expresión como pliegues en las esquinas de la boca, entre otras.

Puede usarse en mejillas, nariz, boca y otras partes del rostro.

Por su tamaño y combinado con el nivel de intensidad alto, logra succionar puntos negros, grasitud, suciedad o residuos de maquillaje en zonas o pliegues que los otros cabezales no alcanzan a pasar bien por los relieves, como por ejemplo alrededor de la nariz.

Blue Ray

La luz azul, con una profundidad de onda de 415nm, tiene propiedades anti-inflamatorias. Se usa siempre después de cada tratamiento para bajar el nivel de irritación. Tiene efectos anti-bacteriales y purificadores.

Puede usarlo en mejillas y nariz.

Selección de nivel de intensidad de succión o Blue Ray:

1. Presione 1° vez el botón encendido/apagado. El aparato comenzará a succionar al nivel de intensidad 1 bajo.
2. Presione 2° vez el botón encendido/apagado. El aparato comenzará a succionar al nivel de intensidad 2 medio
3. Presione 3° vez el botón encendido/apagado. El aparato comenzará a succionar al nivel de intensidad 3 alto
4. Presione 4° vez el botón encendido/apagado. La función Blue Ray se encenderá y el aparato dejará de succionar.
5. Presione 5° vez el botón encendido/apagado, el aparato se apagará.

PRECAUCIÓN: Nunca presione el aparato contra la piel, este por sí solo tiene suficiente potencia para succionar.

Tiempo de uso

Siempre debe considerar que la regeneración de la piel tarda al menos 48 horas. Por esta razón es que se sugiere:

Aplicación en piel seca

Usar una vez por semana, sólo por 5 minutos cada vez como máximo.

Aplicación en piel mixta a grasa

Usar hasta dos veces por semana, sólo 5 minutos cada vez como máximo.

NOTA: Después del tratamiento es posible que la piel quede algo irritada y roja. Esto es completamente normal.

NOTA: Siempre después de un tratamiento, aplique cremas hidratantes y bloqueadores solares en caso que se exponga al sol.

PRECAUCIÓN:

- No exfolie o refriegue la piel con otros productos antes o después de cada tratamiento.
- Si siente dolor o la piel se ve anormal, discontinúe su uso y consulte a su médico.

8. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

1. Antes de limpiar el aparato, asegúrese que esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
2. Retire el cabezal que fue usado tirándolo hacia afuera.
3. Puede lavar con agua y una gota de jabón los cabezales. Séquelos bien antes de guardar o volver a instalar en el aparato.
4. Retire la tapa del contenedor del filtro de algodón.
5. Retire el filtro de algodón. Este puede limpiarlo para reutilizarlo o reemplazarlo por uno nuevo.
6. Limpie con algún algodón suavemente untado en alcohol la cabeza del aparato. Procure no mojar con alcohol la cabeza del aparato. No es resistente al agua u otros líquidos.
7. Coloque un nuevo filtro de algodón o el mismo algodón anteriormente usado pero limpio.
8. Tape el contenedor del filtro de algodón.
9. Guarde el aparato y cabezales en un lugar limpio, fresco y libre de polvo.

9. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.