



[www.siegen.cl](http://www.siegen.cl)



REJUVENECADOR Y  
REAFIRMANTE FACIAL  
SG6200

## ÍNDICE

1. Introducción
2. Componentes del Aparato
3. Datos Técnicos
4. Instrucciones de Seguridad Importantes
5. Instrucciones de Uso
  - Instrucciones de Carga
  - Tratamiento
6. Cuidado y Mantenimiento
7. Garantía y Condiciones Generales

## 1. INTRODUCCIÓN

Bienvenido al mundo de esta revolucionaria tecnología innovadora y de última generación. Para optimizar el uso de nuestro producto, le aconsejamos leer cuidadosamente este manual y guardarlo para futuras referencias.

Nuestro Sistema de Rejuvenecimiento Facial con Tecnología de Ondas de Ultrasonido y Corriente Galvánica con Iones Positivos y Negativos, ha sido diseñado especialmente para su uso en la comodidad del hogar. Con este producto Ud. puede disfrutar de los beneficios profesionales, clínicos y estéticos de los tratamientos de la piel sin dolor en absoluto.

Esta nueva tecnología fortalecerá la piel de su rostro suavizando las marcas de expresión y arrugas faciales, dejando su piel rejuvenecida y radiante.

Puede ser usado por distintos tipos y color de piel, así también como en hombres y mujeres.

### 1.1 FUNCIONES

#### **FUNCIÓN ONDAS DE ULTRASONIDO**

El ultrasonido es una tecnología compuesta por ondas de sonido de alto nivel, con una frecuencia superior a la que el humano puede captar por el sentido de la audición. Estas ondas penetran en la profundidad de la dermis y aumentan la temperatura del tejido, incrementando la oxigenación de

las células y estimulando el aumento de producción de colágeno. De esta manera, ayuda a la eliminación de impurezas y cumple una función antibacteriana. Mejora la piel estimulando la circulación sanguínea, llegando a atenuar y prevenir arrugas y expresiones faciales, mejorando el problema del acné y manchas irregulares.

Este tratamiento es una solución efectiva para los problemas de belleza. Gracias a su vibración interna, las ondas de ultrasonido tienen la capacidad de generar cambios en la piel a través de elementos térmicos, mecánicos y de cavitación.

Facilita y potencia la penetración y absorción de los productos de belleza en la piel, tales como cremas antienvjecimiento, serum hidratantes y geles.

#### **FUNCIÓN GALVÁNICA IONICA (POSITIVOS Y NEGATIVOS)**

Los Iones Eléctricos limpian profundamente la piel de las impurezas que puede ir adquiriendo con el tiempo, logrando dejar su piel fresca y radiante. Mejoran la oxigenación y circulación sanguínea previniendo el envejecimiento prematuro y sistemático.

##### **- Función Iones Positivos**

Remueven las impurezas adheridas en los poros permitiendo una mejor oxigenación de nuestra piel. Los Iones Positivos atraen las impurezas encapsuladas en la piel.

### - Función Iones Negativos

Atraen y encapsulan las toxinas de la piel dejándolas listas para que sean removidas.

Nutren profundamente la piel, ya que permiten que los productos de belleza como cremas sean absorbidos profundamente, maximizando sus propiedades y beneficios.



## 2. COMPONENTES DEL APARATO

1. Cabezal
2. Botón Función Galvánica Iónica
3. Botón Función Ondas de Ultrasonido
4. Luz indicadora de funcionamiento de Iones
5. Luz indicadora de funcionamiento de Ondas de Ultrasonido

\* Incluye adaptador de carga

### 3. DATOS TÉCNICOS

**Modelo:** SG6200

**Dimensiones:** 41 × 39 x 128 mm (medidas excluyen adaptador).

**Frecuencia Ultrasonica:** 5Mhz, 5 millones de estímulos a la piel por segundo

Más de 300mW para salida Ultrasonido.

**Iones:** Ion (+) e Ion (-) seleccionables.

0V ~ 5,0V para Ion (+)

0V ~ -5,0V para Ion (-)

**Área de aplicación:** Rostro.

**Batería:** Li-Ion.

**Condición:** Recargable.

**Capacidad:** 30 minutos de uso en estado de salida Ultrasonido y/o Iónico.

**Tiempo de carga:** de 30 a 60 minutos. Para asegurarse de que está completamente cargada, es mejor cargar la unidad durante 2 a 3 horas. (Para el primer uso o almacenamiento largo por más de 3 meses, cárguelo durante la noche).

**Adaptador de carga:** Tipo universal, apto para 100-240V, 50-60Hz.

### 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 5.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 6.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 8.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 9.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas,

sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 15°C - 35°C.

13.- No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros contenedores de agua. Este aparato no es resistente al agua.

14.- Evite golpear el aparato. Cualquier golpe podría afectar su funcionamiento o causar que el aparato se rompa.

### **ADVERTENCIA**

Este aparato no se puede utilizar en:

- Personas con algún dispositivo médico como protectores de ritmos cardiacos o marcapasos.
- Personas con dispositivos que reemplazan o mantienen órganos como pulmones y corazón.
- Personas con dermatitis alérgica.

- Personas sensibles con tendencia a cuadros alérgicos.
- Personas con piel sensible.
- Personas con inflamaciones producto de la exposición al sol.

### **OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO**

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

**PRECAUCIÓN:**

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y tropezar con el aparato por accidente.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## 5. INSTRUCCIONES DE USO

### PRECAUCIONES:

No exceda los tiempos de tratamiento recomendados, hacerlo podría causar daños en su piel. Máximo 10 minutos de uso al día.

Este aparato NO es resistente al agua. Evite usarlo en el baño o cerca del agua.

### INSTRUCCIONES DE CARGA

- Antes utilizar por primera vez o luego de no haber utilizado el aparato por más de 3 meses, asegúrese de cargarlo completamente. En estos casos se recomienda cargar durante la noche mientras duerme.
- Para cargar conecte el adaptador al aparato y luego a la corriente eléctrica. El cargador se:
  - Iluminará en ROJO durante la carga.
  - Iluminará en VERDE después de haber cargado completamente.
- Con 1 hora de carga el aparato funcionará, sin embargo es mejor asegurar una carga completa que tomará entre 2 a 3 horas.

- La carga completa permite un tiempo de uso continuo de 30 minutos, es decir, hasta 3 tratamientos.

### TRATAMIENTO

1. Limpie su cara y use astringente para hidratar la piel. NO use cosméticos aceitosos, ya que son malos conductores de las ondas de ultrasonido.
2. Coloque suficiente crema de nutrición o de limpieza en todo el rostro según sea el tratamiento que realizará.

### NOTA

- Si se generan eczemas o siente dolor, detenga el uso de este aparato y observe la evolución de su piel por algunos días. Si los signos desaparecen, puede continuar el tratamiento.
- Antes de comenzar con el tratamiento, pruebe la crema de tratamiento que usará sobre su piel para asegurarse que ésta no le producirá reacciones adversas durante o después del proceso.

3. Para encender la unidad presione el Botón Función Galvánica Iónica o el Botón Función Ondas de Ultrasonido según el tratamiento que aplicará.

4. A continuación veremos las distintas opciones para cada función:

#### Función Galvánica Iones Negativos

- Presiona el Botón Función Galvánica Iónica 1 vez para IONES NEGATIVOS.
- Se encenderá la luz indicadora de funcionamiento de iones en Verde.
- Mejora la absorción y potencia los nutrientes incorporados en las cremas de tratamiento facial aplicadas. Mantiene la piel hidratada, suave y flexible.

#### Función Galvánica Iones Positivos

- Presiona el Botón Función Galvánica Iónica 2 veces para IONES POSITIVOS.
- Se encenderá la luz indicadora de funcionamiento de iones en Azul.
- Al usar una crema de limpieza, ayuda a eliminar los residuos de la piel del rostro para mantenerla limpia y pura.

#### Función Ondas de Ultrasonido

- Para encender la función Ultrasónica, presione 1 vez el Botón Función Ondas de Ultrasonido.
- Se encenderá la luz indicadora de funcionamiento de ondas de ultrasonido en Verde.
- Las ondas de sonido penetran profundamente la piel. Aumenta la temperatura de los tejidos, incrementa la oxigenación de las células y estimula la regeneración de colágeno y elastina.

5. Una vez seleccionada la función que utilizará, coloque el cabezal del aparato sobre su piel. Deslice la placa del cabezal con suaves movimientos esparciendo la crema aplicada y presionando ligeramente contra la piel.

#### NOTA

Si la crema que está utilizando resulta no ser suficiente, agregue más durante el uso.

## Movimientos Recomendados:

Tratamiento general  
(direcciones de la  
1 a la 6)

- Tiempo por lado: 4 minutos en cada lado de la cara.
- Tiempo total: en total 8 minutos.
- Tiempo estimado por dirección: 5 segundos por dirección.
- Siga las instrucciones de aplicación:

Deslizar la placa del cabezal 8 veces en una misma dirección antes de pasar a la siguiente dirección.



Dirección 1



Dirección 2



Dirección 3



Dirección 4



Dirección 5



Dirección 6

Tratamiento  
intensivo  
(direcciones de la  
7 a la 9)

- Tiempo por lado: 1 minuto por cada lado de la cara.
- Tiempo total: en total 2 minutos.
- Tiempo estimado por dirección: 5 segundos por dirección.
- Siga las instrucciones de aplicación:

Para acentuar aún más los resultados se añaden 3 pasos más. En los dibujos 7, 8 y 9 se indican las direcciones y la cantidad de veces.



Dirección 7



Dirección 8



Dirección 9

## 6. Para apagar la unidad:

Si está usando la Función Iónica, presione el Botón Función Galvánica Iónica por tercera vez .

Si está usando la Función Ultrasónica, presione el Botón Función Ondas de Ultrasonido una segunda vez.

**NOTA**

Independiente de la función que tenga seleccionada, si no sigue siendo usado, el aparato se apagará automáticamente 10 minutos después de la última pulsación.

7. Aplique un poco de astringente en la cara para tonificar la piel y mantener limpio el rostro. Puede utilizar sus cremas de uso diario como de costumbre.

**6. CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Limpie el cabezal y el aparato con pañuelo desechable. En caso de que el cabezal esté muy sucio, límpielo con un paño ligeramente húmedo.

**ADVERTENCIA**

El aparato NO es resistente al agua. NO limpie en o con agua u otros líquidos.

## 7. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

